



# 3M™ Curoso™ Stopper Desinfektionskappe für offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse

## Produktbeschreibung

Die Curoso Stopper Desinfektionskappe für offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse ist mit einer Aluminiumfolie versiegelte Polyethylenkappe, die 70% Isopropylalkohol (IPA) beinhaltet.

## Indikationen

- die Curoso Stopper dienen dem Verschluss und der Desinfektion von offenen, weiblichen Luer-Lock Anschlüssen.

## Produktmerkmale

- desinfiziert innerhalb von 1 Minute
- Kappe darf nur auf offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse angebracht werden, wie zum Beispiel bei Dreiwegehähnen, Katheterhubs oder Extensionsleitungen
- nur zum Einmalgebrauch
- erhältlich in den Farben Rot und Petrol
- verringert die Gefahr von Anwendungsfehlern
- schützt den Zugang auch dann, wenn er nicht benutzt wird.
- Wechsel erst nach 7 Tagen nötig, wenn der Gefäßzugang in dieser Zeit nicht benötigt wird.
- die Effektivität von Curoso wurde in vitro getestet gegen: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia Coli und Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans\*
- 2 Jahre Haltbarkeit

## Packungsarten

- Curoso Stopper Desinfektionskappen sind als Einzelkappe oder Streifen à 5 Kappen verfügbar. Die Streifen können an Infusionsständer gehängt werden und stehen somit vor Ort zur Verfügung.

\* Mehr Information bei Wenzel RP, Edmond MB. The impact of hospital-acquired bloodstream infections. Emerging Infectious Diseases 2001 Mar-Apr;7(2):174-7.

## Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
CSV1-270R	für offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse – einzeln, Farbe: Petrol	2.160 Stück einzeln pro VE: 270 Stk./Pkg., 8 Pkg./VE	13351480	4751737	7146178	15.13.01.00.1
CSV5-250R	für offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse – 5er Streifen, Farbe: Petrol	2.000 Stück auf Streifen pro VE: 5 Stk./Streifen, 50 Streifen/Pkg., 8 Pkg./VE	13351474	4751743	7146184	15.13.01.00.1
CSA1-270R	für offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse – einzeln, Farbe: Rot	2.160 Stück einzeln pro VE: 270 Stk./Pkg., 8 Pkg./VE	15267134	–	–	15.13.01.00.1

### 3M Medica Zweigniederlassung

der **3M Deutschland GmbH** • Hammfelddamm 11 • 41453 Neuss • Telefon +49 2131 14-4818 • Medica.de@mmm.com • www.3MMedica.de  
**3M Österreich GmbH** • Kranichberggasse 4 • 1120 Wien • Telefon +49 2131 14-4818 • Medizin-at@mmm.com • www.3M-medizin.at  
**3M (Schweiz) GmbH** • Eggstrasse 93 • 8803 Rüschlikon • Telefon +41 44 724-9090 • Innovation.ch@mmm.com • www.3m.com/ch/healthcare