



3M™ CuROS™ Desinfektionskappe für nadelfreie Membranventile

Produktbeschreibung

mit einer Aluminiumfolie versiegelte Polyethylenkappe, die einen mit 70 % Isopropylalkohol (IPA) getränkten Polyurethanschaumstoff enthält.

Indikationen

- ist nur für den Verschluss und die Desinfektion von nadelfreien Konnektionssystemen (NFC) zu verwenden

Anwendungshinweise

- enthält 70 % Isopropylalkohol (IPA), der die Oberfläche des NFC benetzt
- desinfiziert das Ventil innerhalb einer Minute nach Applikation und ist eine physische Barriere gegen Kontamination bis zu sieben Tagen (168 Stunden), wenn die Kappe nicht entfernt wird
- die Effektivität von CuROS wurde in vitro getestet gegen: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans*
- einmaliger Gebrauch pro Kappe
- kann in stationären Gesundheitseinrichtungen oder ambulant angewendet werden.
- schützt den Zugang auch dann, wenn er nicht benutzt wird
- verringert die Gefahr von Anwendungsfehlern
- leicht zu erkennen: die leuchtend grüne Kappe markiert desinfizierte Zugänge auf einen Blick

Anwendung

- passt auf alle wichtigen nadelfreien Konnektionssysteme (NFC)

Packungsarten

- ist in Einzelkappen oder Streifen à 10 Kappen verfügbar. Die Streifen können an Infusionsständer gehängt werden und stehen somit vor Ort zur Verfügung.
- drei Jahre Haltbarkeit

* Nähere Information bei Wenzel RP, Edmond MB. The impact of hospital-acquired bloodstream infections. Emerging Infectious Diseases 2001 Mar-Apr;7(2):174-7.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
CFF1-270R	für nadelfreie Membranventile – einzeln, hellgrün	2.700 Einzelkappen pro VE: 270 Stk./Pkg., 10 Pkg./VE	13501206	4739512	7132638	15.13.01.00.1
CFF10-250R	für nadelfreie Membranventile – 10er Streifen, hellgrün	2.500 Kappen auf Streifen pro VE: 10 Stk./Streifen, 25 Streifen/Pkg., 10 Pkg./VE	13501169	4739529	7132644	15.13.01.00.1

3M Medica Zweigniederlassung

der 3M Deutschland GmbH • Hammfelddamm 11 • 41453 Neuss • Telefon +49 (0) 21 31 14-0 • 3MMedica.de@mmm.com • 3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH • Kranichberggasse 4 • 1120 Wien • Telefon +43 (0)86 686-0 • Medizin-at@mmm.com • 3Mustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH • Eggstrasse 93 • 8803 Rüschlikon • Telefon +41 (0)44 724 92 31 • Medical.ch@mmm.com • 3MSchweiz.ch/medicalsolutions