



Tegaderm™

Lösungen beim I.V. Management



3M™ PICC/CVC Fixiersystem Fixierplatte + 3M Tegaderm™ I.V. Advanced

Produktbeschreibung

Das PICC/CVC Fixiersystem ist ein Kit mit 2 Komponenten:

- 1) Eine mit Silikonklebstoff beschichtete Fixierplatte aus Polycarbonat und einem Befestigungsstreifen aus Polyethylen, der mit einem latexfreien Polyacrylatkleber beschichtet ist
- 2) Tegaderm I.V. Advanced stark haftender Transparentverband, bestehend aus einem transparenten Polyurthanfilm, der mit einem ungewebten Vlies umrandet ist. Beides ist mit einem latexfreien Polyacrylatkleber beschichtet

Anwendungsgebiete

- Für die Fixierung auf der Haut von peripher eingeführten zentralvenösen Kathetern (PICCs) und temporär eingeführten zentralvenösen Kathetern (ZVKs); das System dient außerdem der Abdeckung und dem Schutz der Katheterinsertionsstelle
- Nahtlose Katheterfixierung für max. 5-lumige Katheter bis zu 12 Charrière

Produktmerkmale

- Zuverlässige hohe Klebekraft bei gleichzeitig hautfreundlichem Material
- Kann bis zu 7 Tage auf der Haut verbleiben
- Einfache und schmerzfreie Entfernung
- Während des initialen Anbringens der Fixierplatte, kann diese noch ohne Verlust der Klebekraft repositioniert werden
- Bietet eine effektive Barriere gegen externe Kontamination einschließlich Flüssigkeiten (wasserdicht), Bakterien, Viren* und Hefepilzen
- Atmungsaktiv
- Steril
- Frei von PVC, Kolophonium und Naturkautschuklatex
- Sanft zur Haut

*In-vitro-Tests belegen, dass der transparente Film des Verbands eine Barriere für Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer bildet, solange der Verband intakt ist.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Produkt	Größe	Stk./Pkg.	Packung/VE	🇩🇪 PZN	🇨🇭 PZN	🇸🇨 Pharmacode	🇮🇹 MiGeL
1837-2100	PICC/CVC Fixierplatte + Tegaderm I.V. Advanced	Fixierplatte: 5.1 cm × 5.4 cm Verband: 8.5 cm × 11.5 cm	1 Packung à 20 Stk	4	04712105	*	7721493	*
1839-2100	PICC/CVC Fixierplatte + Tegaderm I.V. Advanced	Fixierplatte: 5.1 cm × 5.4 cm Verband: 10 cm × 15.5 cm	1 Packung à 20 Stk	4	04712111	*	7721501	*

* Produkt erhältlich, aber keine PZN Nummer verfügbar

3M Medica Zweigniederlassung

der **3M Deutschland GmbH** • Telefon +49 2131 14 48 18 • 3Mmedica.de@mmm.com • www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • Medizin-at@mmm.com • www.3Maustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH • Telefon +41 44 724 90 90 • Innovation.ch@mmm.com • www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions