



Filtek™

Bulk Fill
Flowable Restorative

El restaurador fluido de colocación en bloque y fácil de inyectar.

El restaurador fluido 3M™ Filtek™ Bulk Fill está disponible en un nuevo diseño de jeringa ergonómica, diseñada para mejorar la comodidad y facilitar la inyección.* Esto da mayor control y visibilidad para una colocación precisa en restauraciones profundas.

Reduce la formación de burbujas y desperdicio

Menos burbujas observadas en la pasta después de la extrusión y prácticamente no hay "escurrimiento" después del uso, evitando el desperdicio.

No más suposiciones

El diseño de la jeringa permite ver fácilmente la cantidad de material restante. La barra verde de la jeringa indica la cantidad remanente. Cuando tu jeringa está vacía, solo la barra blanca del émbolo es visible.



Cánula Flexible

Fácil de doblar sin retorcerse para un mejor acceso.

Fácil de sujetar e inyectar

La placa triangular permite apoyar el dedo sobre el émbolo, esto hace cómodo y rápido el sujetar la jeringa.

*Comparación con jeringa antigua 3M™ Filtek™ Z350 XT Flowable.

Beneficios relevantes

- Prácticamente sin burbujas y minimiza el desperdicio de material
- Cánula fácil de doblar para un mejor acceso*
- El diseño ergonómico es fácil de sujetar e inyectar*
- Colocación inyectable en un solo paso hasta 4 mm
- Excelente adaptación y bajo estrés de contracción

Se puede calentar para modelado por inyección

Calentar hasta 70°C (158°F) hasta una hora, máximo 25 veces.



* Comparación con jeringa antigua de 3M™ Filtek™ Z350 XT Flowable

Restauración posterior simplificada



Prepare el diente y aplique el adhesivo, por ejemplo 3M™ Single bond™ Universal.



Dispense hasta 4 mm de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative en el preparación cavitaria y fotocure, p. ej. con 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de curado.



Coloque una capa de (mínimo) 2 mm de la resina compuesta, 3M™ Filtek™ Universal Restorative y fotocure.

Fotos clínicas cortesía del Dr. Reich, Seefeld, Alemania



3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA

Indicaciones

(Técnica incremental hasta 4mm)



Base
(Clase I – II)



Liner
(Clase I – II)



Odontología mínimamente Invasiva (MID)



Clase III



Clase V



Reparación de restauraciones indirectas (Pequeños defectos)¹



Reparaciones²



Bloqueo de socavaciones



Sellante de fosetas y fisuras



Reconstrucción de muñones³

Consulte las instrucciones de uso para la lista completa de indicaciones.

1. Incluidas restauraciones oclusales pequeñas que no soportan tensiones.
2. Reparación de resina compuesta y Materiales de temporalización a base de BisAcryl.
3. Donde quede al menos la mitad de la estructura coronal del diente para proporcionar soporte para la corona.

Información sobre pedidos



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative
Las jeringas de repuesto incluyen: 2 jeringas de 2 grs. y 20 puntas dispensadoras.

TONO*	ITEM NO.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

* Consulte disponibilidad en su distribuidor

ITEM NO.	PRODUCT INFO.
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative Puntas dispensadoras, calibre 19, Verde (20)



3M, Elipar, Filtek y Scotchbond son marcas comerciales de 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizado bajo licencia en Canadá. Por favor recicla. Impreso en U.S.A. © 3M 2019. Todos los derechos reservados. 70-2013-7232-6