

3M

Filtek™

One
Bulk Fill Fyllingsmateriale



**Estetisk
Rask
Enkel**



Du vil synes den er enkel å bruke. Pasienten vil like det estetiske resultatet.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale



Det er sant. Nå kan bulk fill- fyllinger også være mer estetiske.


Posteriore restaureringer er utfordrende. Derfor er bulk fill-kompositter, som gjør arbeidsprosessen enklere og raskere, blitt populære.

At bulk fill har vært så enkel og rask å bruke, har inntil nå gått på bekostning av estetikken. Som ledende innen estetik og fyllingsteknologi ba vi våre eksperter om å finne en løsning, som vi er sikker på at du vil sette pris på:

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale.

Kompositten er utviklet til posteriore fyllinger. Takket være dets unike optiske egenskaper og forbedrede opasitet kan den plasseres i en enkeltstående prosedyre - opptil 5 mm - uten å gå på kompromiss med estetikken.

- Rask og enkel plassering i en enkeltstående prosedyre
- Økt opasitet – forbedret estetik
- Stressavlastning gjør det mulig å herde sjikt på opptil 5 mm
- Fremragende adapsjon
- Fremragende håndteringsegenskaper og enkel å forme
- 3Ms ekte nanoteknologi gir uovertruffen slitestyrke og holdbar overflateglatthet
- Høy røntgenkontrast
- Unik spiss – enklere tilgang til dype kaviteter
- Fås i 5 forskjellige farger



Hvordan 3Ms forskning har gjort det mulig å plassere raskt og enkelt i ett sjikt med forbedret estetikk.

Teknologien bak 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale

NYHET!

Smart utnyttelse av kontrastforhold

Økt opasitet uten å kompromisse med herdedybden


Videreutviklingen av 3Ms nanoteknologi har gitt en mer intelligent styring av opasitet og herdedybde. Med vår unike teknologi for utnyttelse av kontrastforhold, har vi økt opasiteten uten å gå på kompromiss med herdedybden.

Ferdigherdet har 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale en høyere opasitet enn 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Fyllingsmateriale. Det gir en forbedret estetikk.

Vet du dette?

Kontrastforhold (Contrast Ratio) er uttrykk for et materiales translucens eller opasitet.


Kontrastforhold



*Kontrastforholdet er et gjennomsnitt av alle farger


Innovative monomerer avlaster stress

- Innovativ resinmonomer - addition-fragmentation monomer (AFM)
- Under herding kan fragmentering motvirke stress
- Fragmenter kan herdes videre på et lavere stressnivå



3Ms EKTE nanofillerteknologi

Gir uovertruffen slitestyrke og holdbar overflateglatthet



Raskt og enkelt fra start til slutt



3M™ Scotchbond™ Universal Bonding

Allsidig. Høy bindestyrke. Ett trinns påføring i ett sjikt gjort i løpet av 35 sekunders appliseringstid. Nesten ingen postoperativ sensitivitet.



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale

Enkel applisering i sjikt på opptil 5 mm. God slitestyrke og redusert polymerisationsstress. Forbedret opasitet gir bedre estetikk.



3M™ Elipar™ DeepCure-S Herdelampe

Pålitelig, rask og dyp herding. Forbedret lysleder som er mer behagelig for pasienten og gir bedre adgang til posteriore tenner.



3M™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System

Tilpasser seg enkelt til irregulære, konvekse og konkave tannoverflater og oppnår en glans som ved polering med diamantpasta - men med bekvemmeligheten et gummipolerer-system tilbyr. Rask og enkel i bruk.



Bestillingsinformasjon



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale

Refill	Varenr.	Varenr.
Farge	Sprøyter	Kapsler
A1	4866A1	4867A1
A2	4866A2	4867A2
A3	4866A3	4867A3
B1	4866B1	4867B1
C2	4866C2	4867C2

Sprøyterefiller inneholder 1 stk. sprøyte a 4 g, teknikkguide og bruksanvisning.

Kapselrefiller inneholder 20 stk. kapsler a 0,2 g, teknikkguide og bruksanvisning.

www.3M.no/FiltekOne



3M Norge AS
3M Oral Care
Hvamveien 6/2013 Skjetten
Postboks 100/2026 Skjetten
Tlf.: 0 63 84

www.3M.no/FiltekOne

3M, ESPE og Filtek er varemerker fra 3M eller 3M Deutschland GmbH. Brukes under lisens i Canada.
© 3M 2017. Alle rettigheter forbeholdes.

BR61-NO47-1.0/2017-03 / PB611129-1NO170329.