



Tegaderm™



3M™ Tegaderm™ Antimicrobieel I.V. Advanced fixatieverband

Productbeschrijving

3M Tegaderm Antimicrobieel I.V. Advanced fixatieverband bestaat uit een polyurethaanfilm gecoat met een transparante CHG-acrylaatlijm (chloorhexidinegluconaat) (2% CHG). Het verband heeft een non-woven Soft Cloth border.

Toepassingsgebied

3M Tegaderm Antimicrobieel I.V. Advanced fixatieverband kan worden gebruikt om katheterinsteekplaatsen af te dekken en te beschermen en om de perifere veneuze canule te fixeren.

Producteigenschappen

- Tot 7 dagen antimicrobieel werkzaam
- Onderdrukt de groei van de huidflora
- Steriel
- De transparante film is ademend en heeft een goede zuurstof- en waterdampdoorlaatbaarheid
- Biedt een effectieve barrière tegen externe contaminatie en tegen water en andere vloeistoffen, bacteriën, virussen* en schimmels.*
- Alle delen van het verband, inclusief de fixatiestrip en het label, zijn gecoat met een waterdichte polyurethaanfilm
- De katheterinsteekplaats is zichtbaar
- Kan tot 7 dagen in situ blijven
- Zacht voor de huid en pijnvrij te verwijderen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex, BPA, DEHP, PVC en ADP

* Uit *in-vitro*-onderzoeken blijkt dat het verband ondoordringbaar is voor virussen met een diameter van 27nm en groter, mits het verband onbeschadigd is en niet lekt.

Bestelinformatie

Artikelnr.	Beschrijving	Afmeting	Stuks/doos	Dozen/overdoos	Z-index	CNK
9132	3M™ Tegaderm™ Antimicrobieel I.V. Advanced fixatieverband	7cm x 8,5cm	25	4	17141230	16907340