

Sæt prop på i den korrekte farve.

Anvend denne Curos-prop:	Kun på:	Må ikke anvendes på:
 3M™ Curos™ Desinficerende prop til nålefri membraner	 Nålefri membraner	 Åbne hun-luer (stophaner eller kateterender)
 3M™ Curos™ Stopper Desinficerende prop til åbne hun-luer	 Åbne hun-luer (stophaner eller kateterender)	 Nålefri membraner
 3M™ Curos™ Desinficerende prop til Tego® Hæmodialysemembraner	 Tego® Hæmodialysemembraner	 Åbne hun-luer (stophaner eller kateterender)
 3M™ Curos™ Desinficerende prop til han-luer	 Han-luer	