

Sett på hetten med riktig farge.

Bruk denne Curos-hetten:	Kun på:	Må ikke brukes på:
 3M™ Curos™ Desinfeksjonshetter for nåleløse koblinger	 Nåleløse koblinger	 Åpne female luer-koblinger (for eksempel stoppekraner og kateterhubs)
 3M™ Curos™ Stopper desinfeksjonspropp for åpne female luer-koblinger	 Åpne female luer-koblinger (for eksempel stoppekraner og kateterhubs)	 Nåleløse koblinger
 3M™ Curos™ desinfeksjonshette for Tego® hemodialysekoblinger	 Tego® Hemodialysekoblinger	 Åpne female luer-koblinger (for eksempel stoppekraner og kateterhubs)
 3M™ Curos Tips™ Desinfeksjonspropper for male luer-koblinger	 Male luers	