



Filtek™

Supreme
Flowable Restorative

Ora il nostro flowable più famoso è ancora più semplice da applicare

3M™ Filtek™ Supreme XTE Flowable è disponibile in una nuova siringa ergonomica. Studiata per un miglior comfort e un'applicazione più semplice, contraddistingue il nostro nuovo prodotto 3M™ Filtek™ Supreme Flowable.

Riduce la formazione di bolle e gli sprechi

Virtualmente nessuna bolla o materiale che cola durante l'estrusione, per un miglior controllo.

Maggior certezza

La sezione cilindrica blu del pistone indica il volume residuo di materiale. Quando la siringa è vuota, appare solo la parte bianca del pistone.

Facile impugnatura ed estrusione

Il supporto per le dita triangolare e il design dello stantuffo permettono di adattare l'impugnatura in modo semplice



Cannula curvabile

Facile da curvare senza piegarsi (ad angolo) per un miglior accesso.



Vantaggi Chiave

- Virtualmente nessuna bolla o materiale che cola durante l'estrusione
- Cannula curvabile, per un miglior accesso
- Nuovo design ergonomico della siringa, per un'impugnatura ed un'estrusione più facili
- Adattamento, mantenimento della lucidatura e resistenza all'usura eccellenti
- Versatile per una vasta gamma di indicazioni e tecniche

Sicuro da riscaldare per la "Injection Molding Technique"

Riscaldabile fino a 70° per massimo un'ora, fino a 25 volte.



Casi clinici

3M™ Filtek™ Supreme Flowable offre una perfetta integrazione tra materiale e dente per restauri estetici.



Prima



Applicazione del flowable



Dopo

Immagini a cura del Dr. Gunnar Reich, Monaco, Germania

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative si adatta facilmente e sigilla il margine.



Prima



Applicazione del flowable



Dopo

Immagini a cura del Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italia

Indicazioni

(incremento fino a 2 mm)



III Classe



V Classe



Odontoiatria Minimamente Invasiva (MID)¹



Base



Liner



Riparazione di restauri indiretti (piccoli difetti)



Riparazione²



Correzione sottosquadri



Sigillo di solchi e fessure

1. Inclusi piccoli restauri posteriori non sottoposti a carichi occlusali.
2. Riparazione di provvisori in resina acrilica o composito.

Informazioni per l'ordine



3M™ Filtek™ Supreme Flowable Ricambi
I ricambi includono: 2 siringhe da 2g;
20 puntali di erogazione.

COLORE	COD.
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
White	6032W
Extra White	6032XW
OA3	6032AO3

COD.	INFO PRODOTTO
3700T	3M™ Filtek™ Supreme Flowable, ricambi puntali di erogazione, contiene 20 aghi di colore blu.



Riferirsi alle Istruzioni d'uso per l'elenco completo delle indicazioni.

3M

3M Oral Care

3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 7035 3537
3mitalyoralcare@mmm.com

I prodotti della linea Filtek™, Scotchbond™ e Elipar™ sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.

3M, Elipar, Filtek e Scotchbond sono marchi di fabbrica di 3M o 3M Deutschland GmbH. Usati sotto licenza in Canada. Si prega di riciclare. Stampato in U.S.A. © 3M 2020. Tutti i diritti riservati. Tk. 14069471