

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Impregum™ Super Quick


Materiale da impronta in polietere

**Svelare
ogni dettaglio
in 2 minuti?
Si può fare.**

Da oggi anche nella viscosità

Heavy Body!

Ideale per la tecnica
1 step double mix



precisione meno estesi. r Quick.



Gestione dei tessuti e del liquido sulcolare con Astringent Retraction Paste.



Applicazione pratica e molto accurata di 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body grazie alle siringhe intraorali viola di 3M™.



Dettagli precisi, privi di vuoti, oltre a colori contrastanti per un'eccellente leggibilità.

Impronta 1-step ad elevata precisione realizzata con 3M™ Impregum™ Super Quick (Medium e Light Body) e il portaimpronta monouso 3M™ Impression Tray.

ALTAMENTE SODDISFATTI

Una valutazione clinica mostra una **percentuale di soddisfazione molto elevata**, pari quasi al **95%** per quanto riguarda **l'accuratezza** delle impronte realizzate con 3M™ Impregum™ Super Quick e la **precisione dei restauri finali**.



Fonte: valutazione clinica di 3M con 447 partecipanti da Europa e USA, 2017.

3M™ Impregum™ Super Quick

- **Primo polietere super rapido con tempo di lavorazione di 45 secondi e indurimento intraorale rapido di 2 minuti.**
- **Disponibile nelle viscosità medium e light body.**
- **Per tecniche di impronta monofase e 1-step double mix.**
- **Perfetto per impronte di corone singole, impianti, inlay/onlay e piccoli ponti fino a 3 elementi.**



	Sistema di erogazione	Tecnica d'impronta	Corona singola	Impianto (≤ 2 unità)	Inlay/onlay (≤ 2 unità)	Ponte (≤ 3 unità)	Tempo di lavorazione massimo raccomandato (min:sec)	Tempo di indurimento intraorale a 37°C (min:sec)
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)		Monofase o 1-step double mix	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Heavy Body)		1-step double mix	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)		1-step double mix	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00

2 MIN
Polietere

Informazioni per l'ordine



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Introductory Kit (69383)



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body Introductory Kit (69381)

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/Light Body intro kit (69413)

Cod.

Informazioni prodotto

Kit Introduttivi per 3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit

NEW 69383	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body 1 pasta base MB - 300 ml, 1 catalizzatore MB - 60 ml, 1 3M™ cartuccia Penta™ MB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 1 3M™ Penta™ Siringa per elastomeri, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astrigent Retraction Paste
NEW 69381	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body 1 pasta base MB - 300 ml, 1 catalizzatore MB - 60 ml, 2 cartucce LB - 50 ml cad., 1 3M™ cartuccia Penta™ MB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 5 3M™ siringhe intraorali viola, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 5 3M™ Garant™ puntali intraorali bianchi, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astrigent Retraction Paste, 6 3M™ Impression Trays
NEW 69413	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/Light Body 1 pasta base HB - 300 ml, 1 catalizzatore HB - 60 ml, 2 cartucce LB - 50 ml cad., 1 3M™ cartuccia Penta™ HB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 5 3M™ siringhe intraorali viola, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 5 3M™ Garant™ puntali intraorali bianchi, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astrigent Retraction Paste, 6 3M™ Impression Trays

Ricambi

NEW 69385	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill 2 pasta base - 300 ml cad., 2 catalizzatore - 60 ml cad.
NEW 69379	3M™ Impregum™ Super Quick Light Body 4 cartucce - 50 ml cad., 5 3M™ siringhe intraorali viola, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola
NEW 69406	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Refill 2 pasta base HB - 300 ml cad., 2 catalizzatore HB - 60 ml cad.

Dispositivi di miscelazione e accessori

77871	3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit
NEW 69387	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body cartuccia
69401	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body cartuccia
71507	3M™ siringhe intraorali viola, 20 pezzi
77580	1 dispenser Garant per cartucce 1:1/2:1
77601	Kit per montaggio a muro 3M™ Pentamix™ 3 Mixing Unit
30600	1 Adesivo per tray per polietere, 17 ml
77949	3M™ Penta™ Mixing Tips rosso, 50 pz.
NEW 71454	3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 50 pz.
71461N	3M™ Garant™ Intra-oral Tips bianco, 50 pz.

www.3mitalia.it

3M

3M Oral Care

3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 3537

I prodotti 3M™ Impregum™ sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.

© 3M 2018. Tutti i diritti riservati.

3M, Garant, Impregum, Penta e Pentamix sono marchi registrati di 3M Company o 3M Deutschland GmbH. Usato sotto licenza in Canada. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai relativi produttori.