



**Solutions avancées pour
la protection de la peau**

**Films protecteurs cutanés
3M™ Cavilon™**



**Film protecteur cutané
3M™ Cavilon™ Advanced**

**Film protecteur cutané
non-irritant 3M™ Cavilon™**

Votre meilleur allié pour la protection de la peau

L'exposition à des facteurs comme les irritants, l'humidité, la friction, le cisaillement et les adhésifs peut causer des problèmes de peau, tels que des lésions dues à l'humidité (MASD), des escarres et des lésions causées par les adhésifs médicaux (MARS).

Lésions cutanées associées à l'humidité (MASD)

Les lésions cutanées dues à l'humidité désignent des dommages causés par une exposition excessive à l'humidité et aux irritants.

En cas de sur-hydratation, la couche cornée devient plus perméable, le pH de la peau s'alcalinise et une inflammation peut survenir.

Bien que la pression, le cisaillement et la friction soient des menaces connues pour la peau, **le risque d'humidité excessive est souvent sous-estimé**. Il est crucial que les cliniciens restent attentifs à l'état de la peau et traitent rapidement les lésions liées à l'humidité pour prévenir leur aggravation.



L'humidité et les fluides peuvent entraîner plusieurs types de MASD :

- Dermite associée à l'incontinence (DAI)
- Lésions cutanées péristomiales
- Dommages cutanés péri-lésionnels
- Dermite intertrigineuse (DIT)

Quelques exemples :

35% de tous les cas de DAI en soins aigus sont sévères¹


41% des résidents en maisons de retraite peuvent être atteints de DAI²

77% des patients stomisés développent des complications cutanées³

1. Gray M, Bartos S. Incontinence Associated Dermatitis in the Acute Care Setting: A Prospective Multi-site Epidemiologic Study. Presented at the 23rd Annual Meeting of the Wound Healing Society, 2013.

2. Nix D, Haugen V. Prevention and management of Incontinence-Associated Dermatitis. Drugs Aging. 2010. 27(6): 491-6.


3. Colwell JC, McNichol L, Boarini J. North America Wound, Ostomy, and Continence



Lésions cutanées liées aux adhésifs médicaux (MARSI)

Les adhésifs médicaux sont un élément essentiel des soins de santé, mais ils peuvent provoquer des lésions cutanées liées aux adhésifs médicaux (MARSI).

Les MARSI peuvent provoquer des douleurs, augmenter le risque d'infection et retarder la cicatrisation - autant de facteurs qui peuvent réduire la qualité de vie du patient.⁶ Les déchirures cutanées et le décollement de la peau sont des exemples courants, mais évitables, de MARSI.



Escarres

La dégradation de la peau peut conduire à un escarre, qui est une lésion de la peau et des tissus mous sous-jacents. **L'humidité, la friction et le cisaillement sont considérés comme des facteurs de risque pour le développement des escarres.**



des patients en oncologie ont développé une MARSI au niveau du site d'insertion de leur PICC sur une période de deux semaines⁴

Une étude a montré que la prévalence des MARSI était de

21,4%⁵

en soin aigus.

La prévalence peut varier en fonction de l'établissement de soins et des facteurs de risque du patient

3x

Les patients souffrant de DAI présentent un risque accru d'escarres au niveau du sacrum, avec un risque de multiplié par 2,99⁷



de toutes les escarres se produisent sur une proéminence osseuse, comme le talon et le sacrum

4. Zhao H, et al. Prevalence of medical adhesive-related skin injury at peripherally inserted central catheter insertion site in oncology patients. J Vasc Access. 2017 Nov 8;0. doi: 10.5301/jva.5000805.


5. Source: <https://europepmc.org/abstract/med/15509110>.

6. Cutting KF. Impact of adhesive surgical tape and wound dressing on the skin with reference to skin stripping. J Wound Care. 2008;157-158,160-162.

7. Demarre L, et al. Factors predicting the development of pressure ulcers in an at-risk population who receive standardized preventive care: secondary analyses of a multicentre randomised controlled trial. J Adv Nurs. 2015;71(2):391-403.

Simplifiez vos besoins en protection de la peau avec des solutions prouvées

Améliorez vos soins grâce à des solutions qui se distinguent des produits concurrents, test après test. Avec des protecteurs cutanés qui aident à maintenir la santé de la peau, **nous avons les solutions dont vous avez besoin pour protéger la peau de vos patients.**



Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced

Grâce à sa technologie polymère-cyanoacrylate révolutionnaire, **le film protecteur cutané non-irritant 3M™Cavilon™ Advanced forme une barrière ultra-mince mais extrêmement résistante**, capable d'adhérer aux surfaces humides et suintantes, pour créer un environnement protecteur qui repousse les agents irritants et favorise la cicatrisation, jusqu'à 7 jours.^{10, 11}



Film protecteur cutané non-irritant 3M™ Cavilon™

Le film protecteur cutané non irritant 3M™ Cavilon™, avec sa formule unique de polymères **forme une couche protectrice non irritante, étanche et respirante**, qui est transparente et permet une visualisation et une surveillance continues de la peau. Il est également flexible et se conforme à la peau lors des mouvements ou des changements de position.



Protégez la peau péri-lésionnelle lors de l'utilisation de la thérapie par pression négative

Pour protéger activement la peau péri-lésionnelle

La peau péri-lésionnelle est exposée aux irritants, ce qui peut retarder la cicatrisation et augmenter l'inconfort des patients.

Si la peau péri-lésionnelle est lésée, la thérapie par pression négative (TPN) peut être compromise, entraînant un retard de cicatrisation et des coûts de soins plus élevés.



Bénéfices principaux de Cavilon™ Advanced



Adhère sur peau humide, suintante et endommagée¹



Favorise l'adhérence des champs à base d'adhésif acrylique



Est respirant, de sorte que l'humidité peut s'évaporer

Précautions d'emploi : Le produit favorise l'adhérence de certains produits adhésifs (par exemple les champs adhésifs acrylique pour pression négative Solventum), en particulier dans les premiers jours d'utilisation. Lors du retrait d'un produit adhésif, il convient de faire preuve de prudence. Utiliser un dissolvant d'adhésif contenant du HMDS pour retirer un produit adhésif qui a été placé sur le film. Ceci est particulièrement important pour les patients à la peau fragile.

Choisissez la solution Cavilon™ adaptée à vos besoins

Gérer les peaux à risque ou lésées

Matières irritantes,
humidité,
frottement et
adhésifs
médicaux

Peau à risque
ou compromise



Film protecteur cutané 3M™
Cavilon™ Advanced

Exemples : selles liquides, selles/urine mélangées, fluide gastrique et exsudat de plaie chronique, antécédents de lésion récurrente, peau fragile, peau qui macère, exsudat modéré à abondant, intertrigo, sur la peau péri-lésionnelle sous thérapie par pression négative

Protection
de routine



Film protecteur cutané non-irritant
3M™ Cavilon™

Lésions cutanées associées à l'humidité (MASD)

Dermite associée à l'incontinence (DAI)	Lésions cutanées péristomiales	Dommages cutanés péri-lésionnels	Dermatite intertrigineuse (DIT)	Escarres	Lésions cutanées liées aux adhésifs médicaux (MARS)
---	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------	---

Gérer les peaux lésées

Former une barrière durable pour que la peau puisse se régénérer	Former une barrière durable pour que la peau puisse se régénérer autour d'une stomie	Prendre en charge la macération de la peau péri-lésionnelle en parallèle de la thérapie par pression négative	Protéger la peau irritée de l'humidité, de la transpiration et des frottements	Prendre en charge les plaies superficielles dans les zones où il est difficile d'appliquer un pansement	Protéger la peau irritée par les retraits répétés d'adhésifs
--	--	---	--	---	--

Protéger les peaux à risques

Protéger la peau intacte des selles et de l'urine	Protéger la peau autour des colostomies, iléostomies, urostomies, fistules et trachéotomies	Protéger la peau péri-lésionnelle autour de plaies à risques (plaies fortement exsudatives telles que les ulcères veineux de jambe, ulcères diabétiques, ou les plaies infectées)	Protéger la peau intacte des fluides et des frottements	Protéger la peau intacte des fluides, des frottements et du cisaillement	Protéger la peau intacte des adhésifs médicaux (sparadraps, pansements adhésifs, dispositif d'accès vasculaire*, poches de stomie)
---	---	---	---	--	--

Informations de commande

	Code produit	Description	Conditionnement
Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced			
	5050G	Applicateur à embout mousse de 2,7 ml (stérile)	20
	5050G4P	Applicateur à embout mousse de 2,7 ml (stérile)	4
	5051G	Applicateur à embout mousse de 0,7 ml (stérile)	20
	5051G4P	Applicateur à embout mousse de 0,7 ml (stérile)	4
Film protecteur cutané non-irritant 3M™ Cavilon™			
	CA3343E	Applicateur mousse 1 ml (stérile)	25
	CA3344E	Lingette 1 ml (stérile)	30
	CA3345E	Applicateur mousse 3 ml (stérile)	25
	CA3346E	Flacon vaporisateur 28 ml (non stérile)	12

REMARQUE : Des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des informations de sécurité existent pour ces produits et ces thérapies. Veuillez consulter un professionnel de santé et lire les instructions d'utilisation du produit avant toute utilisation.

©Solvantum 2024. Tous droits réservés. Solventum, le logo S sont des marques déposées de Solventum. 3M et les autres marques indiquées sont des marques ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est interdite. Film protecteur cutané Cavilon™ Advanced™: Dispositif Médical (DM) de classe IIa, CE2797. Film protecteur cutané non irritant Cavilon™ en flacon pulvérisateur de 28ml : DM de classe I, marquage CE. Film protecteur cutané non irritant Cavilon™ en bâtonnet et en lingettes: DM de classe Is, marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribué par 3M Health Care France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CergyPontoise cedex. Med-Surg-270

3M HEALTH CARE FRANCE - MEDICAL SURGICAL DIVISION
1 parvis de l'innovation 95006 Cergy Pontoise