



Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} et Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}

3M a fait progresser la science de la compressothérapie en concevant des matériaux intégrant une compression dynamique intelligente. Ces matériaux, qui constituent le Système de bandage compressif Coban 2 et le Système de bandage compressif Coban 2 Lite, créent un manchon souple et inélastique qui soutient les mouvements musculaires du patient pour un retour veineux efficace et une réduction de l'œdème*.

* Se reporter aux directives d'utilisation.



Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} et Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}

Principaux avantages



Faciles à utiliser : l'application est rapide et facile à apprendre (pour le Système de bandage compressif Coban 2 seulement)



Tiennent fermement : procurent une compression thérapeutique soutenue sans glissement



Port confortable : une observance thérapeutique accrue du patient en raison du profil mince des produits et du confort qu'ils procurent lors du port



Exempts de latex de caoutchouc naturel



S'adaptent à l'anatomie du patient : conviennent à de nombreuses formes et tailles



Fournissent une compression uniforme : la couche de compression est conçue pour être appliquée à son plein étirement, réduisant la variabilité de l'application



Permettent un mode de vie plus normale : le manchon mince, léger et respirant permet aux patients de porter leurs propres chaussures, afin qu'ils puissent reprendre leurs activités quotidiennes habituelles

Utilisations suggérées pour la compressothérapie

- La gestion des ulcères veineux de la jambe, de l'œdème, du lymphœdème et d'autres problèmes de santé cliniques pour lesquelles la compression serait appropriée;
- Le Système de bandage compressif Coban 2 (n° de réf. 2094N) peut être utilisé chez les patients présentant un IPSCB supérieur ou égal à 0,8;
- Le Système de bandage compressif Coban 2 Lite (n° de réf. 2794N) peut être utilisé chez les patients présentant une étiologie mixte, un IPSCB supérieur ou égal à 0,5, les patients qui commencent une compressothérapie (chez lesquels la tolérance est inconnue) ou les patients frêles ou ayant moins de mobilité.

Renseignements pour commander

Application/ utilisation	Nom	N° de réf.	Format	Bas en nylon noir	Rouleaux/boîte Boîtes/caisse	Boîtes/caisse
En dessous du genou (IPSCB ≥ 0,8)	Système de bandage compressif à deux couches Coban ^{MC} 2 3M ^{MC}	2094N	Couche de confort : 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 vg) Couche de compression : 10 cm x 4,7 m (4 po x 5,1 vg) étirée	1	2 rouleaux (1 unité de chaque couche) 8	6
En dessous du genou (IPSCB ≥ 0,5)	Système de bandage compressif à deux couches Coban ^{MC} 2 Lite 3M ^{MC}	2794N	Couche de confort : 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 vg) Couche de compression : 10 cm x 4,7 m (4 po x 5,1 vg) étirée	1	2 rouleaux (1 unité de chaque couche) 8	6
En dessous du genou (IPSCB ≥ 0,8) (grande circonférence)	Système de bandage compressif à deux couches Coban ^{MC} 2 3M ^{MC}	2094XL	Couche de confort : 10 cm x 3,5 m (4 po x 3,8 vg) Couche de compression : 10 cm x 5,8 m (4 po x 6,3 vg) étirée	1	2 rouleaux (1 unité de chaque couche) 8	4
Au-dessus du genou	Système de bandage compressif à deux couches Coban ^{MC} 2 3M ^{MC}	20096	Couche de confort : 15 cm x 3,5 m (6 po x 3,8 vg) Couche de compression : 15 cm x 4,5 m (6 po x 4,9 vg) étirée	—	2 rouleaux (1 unité de chaque couche) 8	4



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant de compte 3M de votre région, le Service d'assistance téléphonique de Soins de santé 3M au **1 800 364-3577** ou consulter le site Web **3M.ca/coban2layer-fr**.



Produits offerts au Canada par :

La Compagnie 3M Canada
Division des solutions médicales
300, rue Tartan
London (Ontario) N5V 4M9
Canada
1 800 364-3577
3M.ca/Médicales

La Compagnie 3M
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144
É.-U.
1 800 228-3957

© 2023, 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques et/ou des marques déposées, utilisées sous licence au Canada. Toute utilisation non autorisée est interdite. 2302-25662-F CA_FR_70-2013-1524-2