


3M™ Tegaderm™ CHG I.V. portforbinding

Onkologiske patienter er sårbare – og i kampen mod infektion betyder det virkelig noget, hvilken forbinding du bruger. Tegaderm™ I.V. portforbindinger er specifikt designet til implanterede veneporte og tilbyder både antimikrobiel beskyttelse, og den komfort, dine patienter fortjener.



Synlighed

Transparent forbinding og CHG gelpude muliggør tidlig identifikation af komplikationer ved indstiksstedet.


Standardiseret applicering

Forbindingen og den integrerede gelpude er designet til at sikre standardiseret, korrekt applicering.¹

Kateterfiksering

Kateterfiksering Designet til at minimere kateterbevægelse og ryk.

3M™ Tegaderm™ CHG I.V. portforbinding



3M™ Tegaderm™ CHG I.V. portforbinding

Produktnavn	Varenummer	Størrelse	Stk./æske	Æsker/karton
3M™ Tegaderm™ CHG I.V. portforbinding	1665R	CHG gelpude: 6,2cm x 4,9cm Forbinding: 12cm x 12cm	25 stk/æske	4 æsker/karton
3M™ Tegaderm transparent forbinding med ikke-klæbende vindue	1668	Forbinding: 12cm x 12cm	25 stk/æske	4 æsker/karton

Vigtig sikkerhedsinformation for 3M™ Tegaderm™ CHG Klorhexidin-glukonat I.V. portforbinding

Må ikke anvendes på for tidligt fødte spædbørn eller spædbørn under to måneder. Anvendelse af dette produkt på for tidligt fødte spædbørn kan medføre overfølsomhedsreaktioner eller hudnekrose. Sikkerheden og effektiviteten af Tegaderm™ CHG I.V. portforbinding er ikke fastlagt hos børn under 18 år. Se produktets brugsanvisning for fuldstændig information omkring ordinerings.

1 Hensler JP, Schwab DL, Olson LK, Palka-Santini M. Growth inhibition of microorganisms involved in CRBSIs by an antimicrobial transparent I.V. dressing containing chlorhexidine gluconate (CHG). Poster session presented at: 19th Annual Conference of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009; May 16-19, 2009.

2 Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011. <http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf>.



KCI Medical Aps
Solventum Medical Surgical
Kay Fiskers Plads 10
HUB Nordic, HUB 1
2300 København S
Danmark

For yderligere information, besøg os på <http://www.solventum.com/en-gb> eller kontakt din Solventum repræsentant.

© Solventum 2025. Solventum og S-logoet er varemærker tilhørende Solventum eller dets datterselskaber. 3M og 3M-logoet er varemærker tilhørende 3M. Øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes. OMG1526798.