


3M™ Tegaderm™ CHG Chloorhexidinegluconaat IV-Poortverband

Oncologiepatiënten zijn kwetsbaar – en in strijd tegen infecties, is het fixatieverband dat u gebruikt echt belangrijk. Tegaderm™ IV-poortverbanden zijn specifiek ontworpen voor geïmplanteerde veneuze poorten en bieden zowel antimicrobiële bescherming alsook het comfort dat uw patiënten verdienen.



Zichtbaarheid van de insteekplaats

Transparant verband en gelpad maken vroegtijdige identificatie van complicaties op de insteekplaats mogelijk.


Consistent aanbrengen

De geïntegreerde CHG-gelpad en het verband zijn ontworpen om een gestandaardiseerde, correcte manier van aanbrengen te garanderen.¹

Katheterfixatie

Ontworpen om beweging en losraken van de katheter te minimaliseren.

3M™ Tegaderm™ CHG chloorhexidinegluconaat IV-poortverband



3M™ Tegaderm™ CHG Chloorhexidinegluconaat IV-Poortverband

Productnaam	Referentie	Afmeting	Stuks/doos	Doos/overdoos
3M™ Tegaderm™ CHG Chloorhexidinegluconaat IV-Poortverband	1665R	CHG gelpad : 6,2cm x 4,9cm Verband: 12cm x 12cm	25 verbanden + gelpad/doos	4 dozen/overdoos
3M™ Tegaderm™ Transparant Filmverband met Niet-klevend Venster	1668	Verband: 12cm x 12cm	25 verbanden/doos	4 dozen/overdoos

Belangrijke veiligheidsinformatie voor 3M™ Tegaderm™ CHG Chloorhexidinegluconaat IV-Poortverband

Gebruik Tegaderm™ CHG IV-Poortverbanden niet bij prematuren of zuigelingen jonger dan twee maanden. Gebruik van dit product bij prematuren kan leiden tot overgevoeligheidsreacties of necrose van de huid. De veiligheid en effectiviteit van Tegaderm™ CHG IV-Poortverbanden zijn niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 18 jaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (IFU) voor de volledige voorschrijfinformatie.

1 Hensler JP, Schwab DL, Olson LK, Palka-Santini M. Growth inhibition of microorganisms involved in CRBSIs by an antimicrobial transparent I.V. dressing containing chlorhexidine gluconate (CHG). Poster session presented at: 19th Annual Conference of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2009; May 16-19, 2009.

2 Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011. <http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf>.

