



Casaque universelle de réchauffement
avec matériau isolant 3M Thinsulate

Une chaleur réconfortante
en toute sécurité.



Confort et chaleur.

Une solution unique conçue pour l'ensemble du parcours de soin périopératoire des patients.

Cette casaque innovante offre une solution de réchauffement périopératoire pour le patient. Elle est simple à utiliser et peut être portée dans la plupart des interventions chirurgicales et des procédures.

Elle permet un transfert rapide de la chaleur pour maintenir efficacement la normothermie. Il s'agit d'une solution confortable qui permet de réduire les effets délétères de l'hypothermie.



Maintien de la chaleur

Exploite les propriétés isolantes du matériau isolant 3M™ Thinsulate™ pour contribuer à maintenir la température corporelle et réduire la perte de chaleur, même lorsqu'un réchauffement actif n'est pas possible, lors du transport du patient ou d'une procédure d'IRM par exemple.

Maintenir la normothermie permet de réduire les risques.

La différence entre une guérison réussie et une récupération compliquée se joue parfois à quelques degrés. Les effets délétères d'une hypothermie périopératoire, même légère, définie comme une température corporelle inférieure à 36,0 °C¹, sont nombreux et bien documentés.


La casaque de réchauffement universelle 3M™ Bair Hugger™ est conçue pour fournir un transfert de chaleur élevé et garantir un réchauffement efficace avant l'induction anesthésique.

Elle tire parti des propriétés isolantes du matériau Thinsulate pour aider à maintenir la chaleur accumulée et réduire la perte de chaleur.

Un réchauffement continu tout au long du parcours périopératoire peut faire une grande différence pour les patients.




La technologie d'isolation fine et légère du matériau isolant Thinsulate réchauffe les personnes depuis plus de 30 ans.



Insert de réchauffement
(contre la peau du patient)


Matériau isolant Thinsulate

Matériau de la casaque
(enveloppe de la casaque)



Permet de maintenir l'intimité du patient

Le style enveloppant de la casaque assure une couverture du corps respectant l'intimité.



Réchauffement préopératoire

Commencez à réchauffer activement votre patient à l'aide de la couverture bas de corps intégrée. Le pré-réchauffement peut avoir un impact positif significatif sur les taux de normothermie des patients.



Facilité d'utilisation

La couverture haut de corps s'enlève facilement de la poche. L'accès aux épaules est facilité par un système d'attaches repositionnables.



Polyvalence dans les prises en charge

Peut être portée pendant la plupart des interventions chirurgicales pour maintenir la normothermie.

Casaque universelle de réchauffement avec matériau isolant 3M Thinsulate



Produit	Code commande	Tailles	Unités
Casaque de réchauffement universelle Bair Hugger avec l'isolation Thinsulate	81105A	Taille Small – 117,6 cm de long Circonférence de 139,7 cm	20 / Carton
	81106A	Taille Standard – 129,54 cm de long Circonférence de 162,56 cm	20 / Carton
	81107A	Taille XL – 129,54 cm de long Circonférence de 309,8 cm	20 / Carton

1 Sessler DL. *Current concepts: Mild Perioperative Hypothermia*. New Engl J Med. 1997; 336(24):1730–1737.

2 Dans un essai clinique, tous les participants ont trouvé que la conception de la casaque respectait l'intimité des patients. N = 28. Données 3M non publiées. EM-05-014890.



Solventum France SAS
Medical Surgical Business
1 Parvis de l'Innovation
95006 Cergy-Pontoise cedex
Tel : 01.85.26.03.00
<https://www.solventum.com/fr-fr/>



Tous les papiers
se trient et se recyclent

© 2025 Solventum.
Tous droits réservés. Solventum, 3M et Bair Hugger sont des marques déposées.
Toute utilisation sans autorisation est interdite.
Med-Surg-327 - février 2025 - les solutions de normothermie 3M Bair Hugger sont des dispositifs médicaux de classe I ou IIb en fonction des références. Marquage CE ou CE2797. Fabriqués par 3M Company. Distribués par Solventum France SAS, 1 parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex. Usage réservé aux professionnels de santé. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.