



3M™ CuroS Tips™ Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse

Produktbeschreibung

CuroS Tips Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse sind auf einem Aluminiumstreifen aufgebraute Polyethylenkappen, die 70 % Isopropylalkohol (IPA) beinhalten.

Anwendungsgebiet

- CuroS Tips dienen der Desinfektion von männlichen Luer-Anschlüssen.

Produktmerkmale

- Desinfiziert innerhalb von 1 Minute
- Kappen dürfen nur auf männliche Luer-Anschlüsse angebracht werden, wie zum Beispiel am distalen Ende von Infusionsleitungen oder auf dem Spritzenkonus
- Nur zum Einmalgebrauch
- CuroS Tips können als physikalischer Schutz bis zu 7 Tage belassen werden, wenn sie nicht zwischenzeitlich entfernt werden
- Die Effektivität wurde in vitro getestet gegen: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia Coli und Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans*

Packungsarten

- CuroS Tips sind in Streifen à 5 Kappen verfügbar. Die Streifen können an Infusionsständer gehängt werden und stehen somit vor Ort zur Verfügung.

* Nähere Information bei Wenzel RP, Edmond MB. The impact of hospital-acquired bloodstream infections. Emerging Infectious Diseases 2001 Mar-Apr;7(2):174-7.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
CM5-200R	für männliche Luer-Anschlüsse	2.000 Stück auf Streifen pro VE: 5 Stk./Streifen; 40 Streifen/Pkg., 10 Pkg./VE	15267128	5072292	7742041	15.13.01.00.1