



## La formation passe par Littmann®

La qualité fait toute la différence lorsqu'on apprend l'art de l'auscultation pour évaluer et surveiller les patients. Commencez avec un stéthoscope 3M™ Littmann® pour une acoustique professionnelle. Il est conçu pour durer et être utilisé en toute confiance par les professionnels du monde entier.

Grâce à la sensibilité acoustique élevée des stéthoscopes 3M™ Littmann® vous allez apprendre à évaluer et surveiller les patients aujourd'hui, contribuant ainsi à faire de vous un meilleur médecin demain.

Les embouts auriculaires souples, la lyre réglable et la bague anti-froid rendent ces stéthoscopes confortables pour vous comme pour vos patients. Que vous examiniez des patients adultes ou des enfants, le double pavillon (avec cloche ouverte ou fermée) est doté de membranes doubles fréquences. Vous pouvez ainsi entendre des sons de hautes et basses fréquences sans avoir à repositionner le pavillon. Choisissez le modèle qui vous correspond : ils sont tous fabriqués sans ajout de latex.



3M™ Littmann® Cardiology IV™

Permet d'isoler les sons les plus subtils, afin que vous puissiez percevoir le moindre changement chez vos patients dans des environnements les plus exigeants et les plus critiques.




3M™ Littmann® Classic III™

Compact et sensible, il est tout à fait adapté à l'évaluation et à la surveillance dans les environnements non critiques.


3M™ Littmann®  
Classic III™



Acier inoxydable



Rainbow/Laiton



Rainbow/Noir



Cuivre



Miroir/Smoke



Champagne/Smoke



Black Edition/Noir



Smoke/Smoke



Caractéristiques

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Performance acoustique             | 7 (échelle de 1 à 10)                                            |
| Conception/Technologie du pavillon | Double pavillon en acier inoxydable                              |
| Matériau de la lyre                | Alliage d'aluminium léger                                        |
| Longueur/Poids total               | 69 cm/150 g                                                      |
| Garantie                           | 5 ans                                                            |
| Membrane : détails/diamètre        | Deux membranes double fréquence en une seule pièce 4,3 cm/3,4 cm |

Couleurs approximatives.



Solventum Medical Surgical  
Solventum France SAS  
1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy Pontoise Cedex, France

3M™ Littmann®  
Cardiology IV™



Acier inoxydable



Black Edition/Noir



Miroir



Rainbow/Noir



Smoke Brillant/Smoke



Rainbow Brillant/Smoke Edition



Rainbow Brillant/Noir



Smoke Brillant/Noir



Champagne/Noir



Champagne/Smoke



Champagne/Champagne



Caractéristiques

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Performance acoustique             | 9 (échelle de 1 à 10)                                            |
| Conception/Technologie du pavillon | Double pavillon en acier inoxydable                              |
| Matériau de la lyre                | Alliage d'aluminium léger                                        |
| Longueur/Poids total               | 69 cm/177 g                                                      |
| Garantie                           | 7 ans                                                            |
| Membrane : détails/diamètre        | Deux membranes double fréquence en une seule pièce 4,3 cm/3,4 cm |

Pour plus d'informations, visitez le site  
[www.Littmann.fr](http://www.Littmann.fr)

© Solventum 2026. Solventum et le logo S sont des marques déposées de Solventum ou de ses affiliés. 3M et le logo 3M sont des marques déposées de 3M. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. MSD-00539