



3M™ Enpatientstetoskop

Tro dina öron.

Instrument att lita på vid isolering.

Vi har kombinerat avancerad akustisk 3M-teknik med expertkunnande inom infektionsprevention och skapat ett enpatientstetoskop med utmärkt prestanda och bekvämt utförande. Detta viktiga instrument har specialfunktioner som förbättrar patientvården samtidigt som risken för korskontaminering är minimal.



Storlekar för
vuxna och barn



Minskad risk för
korskontaminering



Komfort och ljud



En patient. Ett stetoskop.

De isolerade patienterna hör till de mest smittsamma och är också känsliga och mottagliga för infektion. Vi rekommenderar att du använder ett enpatientstetoskop som säkerhetsåtgärd vid isolering för att minimera risken för korskontaminering.¹ Ett enpatientstetoskop används på patienter som av säkerhetsskäl är isolerade. Det stannar i patientens rum under isoleringen och kan kasseras när det inte längre behövs.¹

Enpatientstetoskopet som du och patienterna förtjänar.

Att skydda patienter från infektion borde inte innebära att du hör sämre från stetoskopet – eller har det mindre bekvämt. Stetoskopets höga akustiska kvalitet gör att du tydligt och pålitligt uppfattar ljud samtidigt som det är bekvämt och lättanvänt med innovativa funktioner. Storlekar som passar både vuxna och barn så att du kan erbjuda vård av samma standard till alla isolerade patienter.

Utmärkt akustik och komfort i ett enda effektivt instrument.



Akustik av hög kvalitet

Tydligt, pålitligt ljud så att du kan ta in viktig information under patientundersökningarna.



Tryckkänsligt membran

Differentiera hög- och lågfrekventa ljud genom att variera trycket på bröststycket.



Bekvämt headset

Bra passform med hög komfort genom vinklade öronbyglar och flexibelt headset som effektivt stänger ute ljud.



Mjuka flexibla öronoliver

Filtrera bort omgivande brus och få bättre komfort med mjuka, flexibla öronoliver.



Flexibla slangar

Enkelt att flytta bröststycket på patienten med flexibla slangar.



Greppvänligt bröststycke

Gjutet bröststycke som är lätt att fatta och manövrera, med möjlighet till olika handpositioner.

Upplev själv skillnaden.

För mer information, gå in på go.3M.com/singlepatientstethoscope.

Produkt	Artikelnummer	3M:s produkt	Enhet/fp	Fp/lev.fp
3M™ Enpatientstetoskop	SPS-YA1010	70-2011-7506-7	10	4
3M™ Enpatientstetoskop	SPS-YA1100	70-2011-7508-3	100	1
3M™ Enpatientstetoskop för barn	SPS-YP1010	70-2011-7507-5	10	4
3M™ Enpatientstetoskop för barn	SPS-YP1100	70-2011-7509-1	100	1

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/>

