

Professioneel I.V.-management en katheterveiligheid

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixatieverbanden

Met het productaanbod Tegaderm I.V. Advanced profiteert u van bewezen en veilige fixatie-oplossingen voor de meest diverse vasculaire katheters zoals perifere infuzen (PVK), centraal veneuze (CVK) katheters of arteriële katheters. Dankzij de verschillende afmetingen kan altijd de optimale katheterfixatie worden gebruikt, die past bij de medische vereisten.

Optimaal klevend I.V. fixatieverband

Met het Tegaderm I.V. Advanced productassortiment heeft u de beschikking over betrouwbare en veilige oplossingen voor de fixatie van vasculaire katheters.

De voordelen in een oogopslag:

- Biedt een effectieve barrière tegen externe contaminatie, inclusief vloeistoffen (waterdicht), bacteriën en virussen*
- Gelamineerde fixatiestrips en een gelamineerde documentatiestrip
- Kan tot 7 dagen ter plaatse blijven zitten
- Vrij van pvc, colofonium en natuurrubberlatex
- Zacht voor de huid en gemakkelijk te verwijderen
- Aanbrengen d.m.v. de tabs maakt ANTT mogelijk (Aseptic Non-Touch Technique)
- Aanpasbare rand: kleine inkepingen in het vlies voorkomen dat de rand van het verband oprolt
- Beschikt over een zeer goede zuurstof- en waterdampdoorlaatbaarheid

**In-vitro*-onderzoeken tonen aan dat de folie een barrière tegen virussen met een diameter van 27 nm en groter vormt, zolang het verband intact en niet doorlatend is.

Duale kleeflaag technologie

... verhoogt de zuurstof- en waterdampdoorlaatbaarheid

Frame

... waarmee het verband makkelijk en secuur kan worden aangebracht

Twee gelamineerde fixatiestrips

... voor optimale stabiliteit

Inkeping

... voor een veilige en goede fixatie van het infuus

Aanpasbare rand met inkepingen

... past zich aan de bewegingen van de patiënt en zorgt ervoor dat de rand geminimaliseerd wordt.

1681 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced










3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced – een bewezen oplossing voor een breed scala van indicaties in katheterzorg:

Indicaties

Sterk hechtend I.V. fixatieverband

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fixatieband

Product							
Artikelnummer (afmeting)	1680 (3,8 x 4,5 cm)	1681 (7 x 8 cm)	1682 (5 x 5,7 cm)	1683 (6,5 x 7 cm)	1685 (8,5 x 11,5 cm)	1688 (10 x 12 cm)	1689 (10 x 15,5 cm)
Vasculaire katheters pediatrisch	•	•	•	•			
Epiduraal- of spinaalkatheter					•	•	
Arteriële katheter		•		•	•		
Perifeer infuus volwassenen		•		•			
Hemodialysekatheter					•	•	•
Poortkatheter						•	•
Ongetunnelde of getunnelde CVK					•	•	•
PICC					•	•	

Bestelinformatie

Artikelnr.	Beschrijving	Afmeting	Stuks	Z-Index	CNK
1680	voor perifere katheterfixatie bij kinderen, met opdruk van een beer	3,8 x 4,5 cm	100	17053870	*
1681	voor perifere katheters add 'volwassenen' (PVK)	7 x 8 cm	100	15934217	*
1682	voor perifere katheterfixatie bij kinderen, met opdruk van een beer	5 x 5,7 cm	100	17053927	*
1683	voor perifere katheters (PVK)	6,5 x 7 cm	100	17053935	*
1685	voor centraal veneuze katheters (CVK)	8,5 x 11,5 cm	50	15930912	3294337
1688	voor centraal veneuze katheters (CVK)	10 x 12,0 cm	50	15771253	3294345
1689	voor centraal veneuze katheters (CVK)	10 x 15,5 cm	25	**	*

* Product verkrijgbaar, maar geen Z-Index of CNK beschikbaar | ** Product in uw land niet verkrijgbaar

nieuw formaat 6,5 x 7 cm (1683)

